

الف: حیطه کاربرد

جهت استفاده، مطابق دستورالعمل سازنده دستگاه همودياليز جهت ضد عفونی گرم بر پایه محلول های حاوی سیتريک اسيد اقدام و يا از نظرات کارشناسان مجرب سرويس و نگهداری دستگاه استفاده گردد.

محلول های سیتونواکلين 25٪ و سیتونواکلين 50٪ ضد عفونی کننده های قوی گرم بر پایه سیتريک اسيد هستند که همزمان خاصیت ضد عفونی کنندگی، رسوب زدایی و پاک کنندگی دستگاه دياليز را دارند.

ج: آدرس سازنده

نام توليدکننده: شرکت نوافارمد کيميا
(عضو کنسرسيوم دياليز ايران و هلدينگ جم تریتا)
کارخانه: ايران، البرز، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حافظ غربی، گلستان چهارم، بوستان چهارم،
دفتر مرکزی: ايران، تهران، خیابان سعادت آباد، پايين تر از میدان کاج، نبش خیابان ميرزائی، پلاک 44، طبقه پنجم. کد پستی: 1998836841
تلفن: 026-37779581 - 021 کارخانه: 22073102

آدرس ایمیل: info@Novapharmed.co
آدرس وب سایت: www.Novapharmed.co

د: نمادها

	دمای نگهداری 30 تا 30 درجه سانتی گراد
	توجه به هشدارها
	مراجعه به دستورالعمل استفاده
	رو به بالا قرار گیرد
	لوزی خطر
	مواد محرک و حساسیت زا
	مواد خورنده
	نام و آدرس سازنده
	دور از نور خورشید نگهداری شود
	در جای خشک نگهداری شود
	با اشیاء تیز باز نکنید

پ: ترکیبات

سیتريک اسيد، ماليک اسيد، لاکتيک اسيد و آب ديونيزه

ت: موارد هشدار

- هنگام مصرف سیتونواکلين 25٪ و سیتونواکلين 50٪ به دستورالعمل سازنده دستگاه هدف، توجه بفرمایید و يا با کارشناسان مجرب تعمير و نگهداری دستگاه مشورت گردد.
- در صورت باز شدن درب گالن، محلول تا یک ماه قابل استفاده می باشد.
- محلول در ظرف در بسته، در جای خنک و دارای تهويه مناسب، به دور از نور مستقیم خورشید و در دمای 1-30 درجه سانتی گراد نگهداری گردد.
- از استنشاق، آشامیدن و تماس مستقیم با محلول اجتناب گردد. در صورت تماس مستقیم با محلول غلیظ، محل تماس را با آب فراوان بشویید و در صورت نیاز به پزشک مراجعه شود.
- هنگام استفاده از محصول، استفاده از دستکش و محافظ صورت توصیه میگردد.



A. Intended use

Cito NovaClean 25% And Cito NovaClean 50% solutions are high-level heat disinfectants based on citric acid, used for simultaneous disinfection and decalcification of dialysis machines. These solutions are effective against bacteria, fungi, and viruses.

B. Advantages

- effective against a wide range of microorganisms (including fungi EN1650, bacteria EN1276, and viruses ISIRI16676, ISIRI17981).
- This disinfectant solution is designed to clean and sanitize by removing both particulate matter (sediment) and dissolved substances like salts and organic matter from blood. It also effectively eliminates contaminants and inhibits biofilm formation.
- It does not cause corrosion or damage.
- Biodegradable and free of environmental effects.
- Easily rinsed from dialysis circuits with no toxic or allergenic residues.
- Approved by the Iranian Food and Drug Administration and certified for GMP compliance.

C. Compositions

Citric acid, Malic acid, Lactic acid, and Deionized water.

D. Warnings

- To disinfect the hemodialysis machine using CitoNovaClean 25% or CitoNovaClean 50% (see Part E).
- Use within 30 days after opening the container.
- Store in a tightly closed container in a cool, well-ventilated area at 1°C to 30°C, away from direct sunlight.
- Avoid inhalation, ingestion, and direct contact with the concentrated solution. In case of skin or eye contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention if necessary.
 - Use protective gloves and face masks when handling the solution.

E. Instruction for use

To disinfect the hemodialysis machine using Cito NovaClean, follow the machine manufacturer's instructions for hot disinfection with paracetic acid-

based solutions, or consult certified service or maintenance experts.

F. Manufacturer

Name: Nova Pharmed Chemia (Member of the Iranian Iranian Consortium of Dialysis and JAM TRITA Group)
Factory: 4th Bustan, 4th Golestan, West Hafez Blvd, Eshtehard, Industrial Zone, IRAN
Office: 5th floor, No. 44, Saadat Abad Ave., Tehran, IRAN,
Post code: 1998836841.
Tel: +98(21)220 73102 Fac.: +98(26)37779581
Email: info@Novapharmed.co
Website: www.Novapharmed.co

G. Symbols

	Store between 1°C – 30°C
	Attention to cautions
	Read Instructions for use
	Sing up
	NFPA
	Health Hazard/ irritation
	Corrosive substance
	Manufacturer
	Keep away from sunlight
	Keep dry
	Do not open with sharp object

